

ティッシュマーキングダイ

組織マーキング用色素

ティッシュマーキングダイは生検組織・病理標本用固定臓器のマーキング用色素です。微小検体の識別、境界線のマーキング、組織の方向指定などに使用できます。色が多数あるので色分けして識別でき、またボトル・スパチュラ・ライナー・チューブの4タイプがあるので状況に合ったものを選びます。

使用先

- ・凍結又は固定組織に
- ・微小検体の識別に
- ・境界線のマーキングや連続切片、カセット内の組織標本の目印に

特徴

- ・組織内に色素が染みこまず表面のみ染色が可能
- ・速乾性で見やすい色素

ボトル

好みの道具を使い、大きい検体から小さい検体へのマーキングに幅広く対応します。

10色：
橙 / 黒 / 緑 / 赤 / 黄 / 青 / 紫 / 山吹 / 青緑 / 赤紫

各50mL

- ・1色
- ・5色セット
(黒、緑、赤、黄、青)
- ・7色セット
(橙、黒、緑、赤、黄、青、紫)



スパチュラ

ヘラ形状の先で面が塗りやすくなりました。道具不要でそのまま使えます。

7色：
橙 / 黒 / 緑 / 赤 / 黄 / 青 / 紫

各5mL

- ・同色×3本(7色)
- ・3色セット(緑、赤、青)
- ・5色セット(黒、緑、赤、黄、青)
- ・7色セット(橙、黒、緑、赤、黄、青、紫)



ライナー

道具不要ですぐに使えます。細い筆先は微小検体のマーキングに最適です。

3色：
緑 / 赤 / 青

各3mL

- ・同色×3本
- ・3色×各1本



チューブ

ノズルの切る位置で出る量を調節できます。大きな検体へはチューブのままマーキングが可能です。容器に出して好みの道具を使ってでも使用できます。

6色：
黒 / 青 / 緑 / 赤 / 黄 / 橙

各4mL

- ・1色×15本 (キャップ付き)
- ・6色×各3本 (キャップとホルダー付き)

