

1 脱灰液

Q 現在ご使用の脱灰液について（具体的製品名）をお教えてください

A 酸性脱灰液 (メーカー名) (製品名)

中性脱灰液 (メーカー名) (製品名)

その他

★ K-CX（酸性脱灰液） EDT-X（中性脱灰液）

2 ホルマリン対策

Q 現在どのようなホルマリン対策を行っていますか？

A 設備 例：ドラフト、Fume Raze等

中和・処理剤 例：ファンパッド等

その他 例：自作スピルキット、無し等

★ ホルマリン中和剤・漏液対策セット、沢山取り揃えております。ご質問・サンプル請求は下記連絡先までお問い合わせください

3 機器

Q1. 機器の更新を考えていますか？

A はい / いいえ 回答の詳細やご要望、ございましたら、こちらに記入ください

Q2. 免疫染色の件数は増えていますか？

A はい / いいえ 回答の詳細やご要望、ございましたら、こちらに記入ください

ご施設名 _____ 所属／ご芳名 _____

〒 _____

TEL _____ FAX _____

Mail _____

☎ ご返信用FAX：03-3465-0300

この度、第61回日本臨床細胞学会総会春期大会が、Web展示会での開催に変更となりましたのに伴い、「ファルマからのお知らせ」という形で、ご参加の皆様へ弊社商品を紹介いたします。是非ご覧ください

「アンケート・サンプル請求用紙」または、「Webアンケート・サンプル請求フォーム」にて、皆様からアンケート回答、サンプル請求を募っております。お気軽にご利用ください。



Web アンケート・サンプル請求フォーム▶

1 脱灰液



- ・塩酸を主成分とするロングセラーの酸性脱灰液
- ・プランクリュクロ液に匹敵する優れた脱灰力



- ・優れた染色性、免疫染色にも使用可能
- ・組織へのダメージが少ない脱灰で、高品質の核酸が抽出可能
- ・発売から1年半、多くのがん診療連携拠点病院での採用実績あり

K-CXとEDT-X 性能対比表



〔K-CX〕			
商品コード	商品名	容量	包装単位
CS-5151	K-CX	1L	1本
CS-5151×2			2本
CS-5151×4			4本

〔EDT-X〕			
商品コード	商品名	容量	包装単位
CS-7101-1L	EDT-X	1L	1本
CS-7102			2本
CS-7104			4本



2 ホルマリン (ホルムアルデヒド) 対策

様々な漏液の場面にあわせた、ホルマリン漏液対策キットと作業環境改善対策品

スピルキット



・使用後は、箱ごと廃棄可能



セット一覧

吸わせて中和
ホルマリン吸収・中和パッド

目、呼吸器、衣類等、
各部保護

作業後の廃棄に
ホルマリンガス臭気対策・拡散防止袋

ファンパッドS	4枚
ファンパッドL	1枚
ディスボガウン	1枚
活性炭マスク	1枚
ゴム手袋	1組
保護メガネ	1個
HistoPack XL1	1枚
ホルマリン取扱マニュアル	1冊

商品コード	商品名	包装単位
312-100-01	H32×W51×D7.5cm (プラス持ち手分H4.5cm)	1ケース
312-100-02		3ケース

EFセット



・ホルマリンの漏液処理に ・災害時のそなえに

1本の処理容量800mL



1枚の処理容量200mL



商品コード	セット一覧	容量	包装単位
309-901	ポリフォームF	800g	4本
	ファンパッドS	1シート	8枚

ホルマレックスクリア



・漏液の中和に／廃液処理に／ガス発生部に
直接スプレーして使用



商品コード	容量	包装単位
309-110-1	2.5ガロン (≒9.5L)	1個 (キュービテナー/1L空スプレーボトル1本付き)
309-110-3		1個 (キュービテナー/1L空スプレーボトル無し)
309-110-5	500mL	1本 (丸ボトル)
309-110-6		1本 (500 mL スプレーボトル入り)
309-110-7		2本 (丸ボトル)
309-110-8		2本 (500 mL スプレーボトル入り)
309-110-4		6本 (500 mL 空スプレーボトル1本付き)

3 機器

フローテーションバス

伸展



〈Model 145〉

- ・ガラス槽は取り外し可能
- ・LED照明付きで切片回収が容易

商品コード	105-101-2
温度設定	室温+5℃~65℃
寸法	W37×D37×H12cm
重量	4.0kg
電源	115VAC、50/60Hz
消費電力	272W

スライドウォーマー

乾燥



※フタは別売です

〈Model SW-2〉

- ・コンパクトなサイズ/デジタル表示
- ・スライドを置くためのレールは簡単に脱着可能
- ・乾燥加温のみ

商品コード	
106-810	本体
106-819	フタ
温度設定	室温~95℃±1℃
寸法	W19×D46×H9cm
重量	2.5kg
電源	110-240VAC、50/60Hz
消費電力	100W
最大収納数	28枚 (14枚が2列)



〈Model 240〉

- ・免染の賦活化に使えるスライド加湿器
- ・乾燥と加湿、湿潤状態が可能なスライド加湿器
- ・デジタル表示/強化ガラスのフタで密閉
- ・in situ ハイブリダイゼーションに最適

商品コード	106-201
温度設定	室温+5℃~100℃
寸法	W35×D41×H15cm
重量	8.7kg
電源	115VAC、50/60Hz
消費電力	200W
最大収納数	30枚

ダブルパラフィンディスペンサー 15L(7.5L×2)

包埋



▲2つのタンク

- ・タンクが2つあり、別々の温度設定が可能
- ・片方を使用中にもう片方の準備可能、作業効率がUP
- ・0.5mmのメッシュがコックの詰まりを防止
- ・1タンク6kg、2タンク同時使用で最大12kgのパラフィンを収容

商品コード	103-700
温度設定	室温~70℃
寸法	W37×D43×H44cm
重量	10Kg
電源	110-230VAC、50/60Hz
消費電力	900W
蛇口高さ	15.6cm (作業台から)

※機器の詳細は営業の担当者から連絡をさしあげます

掲載の製品すべてに昇圧トランスが付属します。

仕様は予告なく変更される場合があります。受注発注品もございますので、納期は必ずお問い合わせください

仕様は予告なく変更される場合があります